

# BasicMagMix

## Agitador Magnético con Calefacción



Agitador Magnético con Calefacción, controlado por microprocesador.



- Apropriado para todo tipo de laboratorios, gracias a su robustez, así como a su diseño ergonómico y moderno.
- Velocidad y temperatura regulables, controlados por microprocesador.
- Selección entre 10 niveles diferentes tanto para velocidad como para temperatura.
- Display de LED's con indicación de los valores seleccionados.
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Plato extraíble para poder sustituirse en caso de deterioro. \* Plato esmalte cerámico opcional.
- Embalaje: 36x26x18cm 500W

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	MBG05E	MBG15E
Referencia	10000-00090	10000-00091
<b>Agitación Magnética</b>		
Volumen Máximo (L)	5	15
Potencia (W)	5	12
Rango de Velocidad (rpm)	300-1500	
Resolución (rpm)	10 niveles: 300-450-600-750-900-1050-1200-1350-1500	
<b>Calefacción</b>		
Potencia calefacción (W)	500	
Rango de Temperatura (°C)	37-400	
Resolución (°C)	10 niveles: 37-50-75-100-150-200-250-300-max	
Máx. Viscosidad (cSt)	10	40
Conexión a sensor T <sup>3</sup> externo	Termómetro de Contacto o Termómetro Electrónico (bajo demanda para MBG05E)	
<b>Datos Generales</b>		
Material Plato	Aleación Aluminio	Acero Inox AISI 304
Diámetro Plato (mm)	154	
Dimensiones (mm)	210x260x130	
Peso	4	4,2
Protección IP	IP52	

Accesorios	Referencia
<b>Termómetro de contacto 100°C</b> 15cm vástago	20000-00185
<b>Termómetro de contacto de 200°C</b> 15cm vástago	20000-00186
<b>Termómetro de contacto de 300°C</b> 15cm vástago	20000-00187
<b>Cable para termómetro conexión DIN</b>	20000-00088
<b>Barra soporte</b> Incluye 2 palomillas de sujeción para fijarla al equipo. 450mm	20000-00036
<b>Pinza sujeción Pt100</b>	20000-00035
<b>Caja surtida 18 imanes</b>	20000-00026
<b>Imán agitación 8x30mm* (pack 5)</b> *para otras medidas, consultar	20000-00008
<b>Adaptador Kjeldhal 250cc</b> Recomendado sólo para MBG15E	20000-00032
<b>Adaptador Kjeldhal 500cc</b> Recomendado sólo para MBG15E	20000-00033
<b>Aro Inox de protección para recipientes</b>	20000-00028

