

Bath

Baño Termostatizado



Baño Termostatizado



- Baños termostatizados.
- Cubeta interior en acero inox AISI 304, y chasis exterior metálico protegido con pintura Epoxi de gran resistencia a entornos agresivos.
- Temperatura controlada por regulación hidráulica, para agua y aceite.
- Calefactores de aleación especial en acero inoxidable anticorrosión y resistentes a altas temperaturas.
- Termostato de temperatura con piloto de señalización sincronizada.
- Protección por sobre temperatura o falta de líquido por termostato de seguridad.
- Espita de desagüe y asas para un cómodo transporte.
- Incluye cubre-resistencias de acero inoxidable.

Baños Termostatizados

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	B105E	B112E	B120E	B145E	B205E	B212E	B220E	B245E
Referencia	10000-01101	10000-01102	10000-01103	10000-01104	10000-01105	10000-01106	10000-01107	10000-01108
Termostatación								
Vol. Máx. (L)	5	12	20	45	5	12	20	45
Rango de Tª (°C)	Tª amb+5 - 120				Tª amb+5 - 210			
Precisión (°C)	+/-1							
Potencia (W)	600	800	1600	3200	600	800	1600	3200
Datos Generales								
Material cubeta	Acero Inox. AISI 304				Acero Inox. AISI 304			
Dim. Útil (cm)	30x15x13	33x30x13	50x30x13	62x50x13	30x15x13	33x30x13	50x30x13	62x50x13
Dim. Ext. (cm)	33x18x30	36x33x30	53x33x30	65x53x30	33x18x30	36x33x30	53x33x30	65x53x30
Peso (kg)	6,2	8,5	11,0	18,0	6,2	8,5	11,0	18,0
Protección IP	IP52				IP52			
Embalaje cm	45x30x43	51x45x42	66x45x43	Tribox 78x66x43	45x30x43	51x45x42	66x45x43	Tribox 78x66x43

Accesorios	Referencia
Nivel constante inox. * Para baños de agua *Solicitar al pedir el modelo de baño (se ha de instalar en fábrica)	20000-00111
Termómetro lector y soporte Tª máx. 100°C	20000-00120
Soporte termómetro	20000-00183
Tapas con discos reductores	
Con 2 discos para baños de 5L.	20000-00100
Con 4 discos para baños de 12L	20000-00101
Con 6 discos para baños de 20L ó 2 unidades en baños de 45L	20000-00102
Conjunto discos reductores	20000-00189
Tapa tejadillo inox.	
Para baños de 5L	20000-00105
Para baños de 12L	20000-00106
Para baños de 20L	20000-00107
Para baños de 45L	20000-00108
Soporte gradillas inox.	
Para baños de 5L	20000-00161
Para baños de 12L	20000-00162
Para baños de 20L ó 2 para baños de 45L	20000-00163
Gradillas para tubos*	
36 tubos Ø13mm	20000-00164
24 tubos Ø 16mm	20000-00165
24 tubos Ø 20mm	20000-00166

*Capacidad baños: 5L – 1 gradilla
 12L – 3 gradillas
 20L – 5 gradillas
 45L – 2x5 gradillas

