

# Noria

## Agitador de Noria



Agitador de noria

- Para la agitación por rotación de diferentes tipos de tubos, de diámetro desde 6mm hasta 35mm.
- Adaptable a todas las medidas de tubos según las necesidades.
- Velocidad de rotación fija.
- Colocación y extracción de los tubos sin necesidad de pararlo.
- Totalmente orientable, entre 0° y 90° de inclinación.
- Embrague de seguridad que permite parar la rotación con la mano sin problemas.
- Superficie antirayaduras con recubrimiento resistente a productos químicos.
- Para funcionamiento continuo.
- Embalaje: 47x37x32cm

Cuadro de especificaciones técnicas:

| Modelo                   | N12E        |
|--------------------------|-------------|
| Referencia               | 10000-01013 |
| <b>Agitación</b>         |             |
| Tipo de Movimiento       | Rotación    |
| Angulo inclinación       | 0°-90°      |
| Rango de velocidad (rpm) | 12 (fijas)  |
| <b>Datos Generales</b>   |             |
| Dimensiones (mm)         | 320x260x200 |
| Peso                     | 4,7         |
| Protección IP            | IP54        |

| Accesorios                           | Referencia  |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Disco clips fijos para:</b>       |             |
| 25 tubos Ø 6-7 mm                    | 20000-00093 |
| 25 tubos Ø 8-9 mm                    | 20000-00094 |
| 25 tubos Ø 10-11 mm Eppendorf        | 20000-00095 |
| 20 tubos Ø 12-13 mm                  | 20000-00133 |
| 20 tubos Ø 14-15 mm                  | 20000-00134 |
| 20 tubos Ø 16-17 mm                  | 20000-00135 |
| 19 tubos Ø 18-19 mm                  | 20000-00136 |
| 16 tubos Ø 20-21 mm                  | 20000-00137 |
| 14 tubos Ø 22-23 mm                  | 20000-00138 |
| 14 tubos Ø 24-25 mm                  | 20000-00139 |
| 14 tubos Ø 27-30 mm                  | 20000-00140 |
| 10 tubos Ø 32-35 mm                  | 20000-00141 |
| <b>Disco bombo carrusel para:</b>    |             |
| 60 tubos cultivo Ø 12-13,5 mm        | 20000-00051 |
| 36 tubos centrífuga 15ml Ø 16-17,5mm | 20000-00052 |
| 20 tubos centrífuga 50ml Ø 29-31mm   | 20000-00053 |
| 60 tubos Eppendorf de 0.5 a 2 ml     | 20000-00096 |

