

Mezclador en V de Laboratorio



El Mezclador de polvos en V, fabricado por Labopolis Instruments, se utiliza para la mezcla de polvos, granos, comprimidos y gránulos. Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI-304 o AISI-316, pulido espejo interior y exterior, con dos bocas de carga y una de descarga. Para lograr una correcta homogeneización en la mezcla de productos sólidos con diferentes densidades y proporciones, la capacidad útil es de un 50% del volumen total del mezclador.

El producto gira 360° dentro del depósito en V, creando una separación de 2 a 1 y de nuevo a 2, en una velocidad de mezcla de 45 rpm. Su diseño ergonómico y sencillo permite un fácil manejo, limpieza y mantenimiento del equipo.

Los mezcladores en V están disponibles en: 2 L, 4 L, 8 L y 16L. Con temporizador. Motor monofásico 220/240 V (50-60 Hz).

- ✓ Ref.: VLAB-2PLUS - Capacidad 2 litros
- ✓ Ref.: VLAB-4PLUS - Capacidad 4 litros
- ✓ Ref.: VLAB-8PLUS - Capacidad 8 litros
- ✓ Ref.: VLAB-16PLUS - Capacidad 16 litros