

Tamizadoras TLV-300 – TLV-400 – TLV-500

Tamizadora circular para tamices de laboratorio de Ø300mm - Ø400mm y Ø500mm, modelos TLV-300 - TLV-400 y TLV-500 respectivamente, compuesta de base vibrante con muelles y motor de masas excéntricas, contactor de paro marcha, varillas roscadas M12 y pomos, para sujeción de tamices, aro superior inox., con sistema de cierre rápido, cuerpo inferior con boca de salida de producto.

Se pueden montar hasta 5 tamices del diámetro seleccionado. Son ideales para ensayos de laboratorio con productos líquidos o sólidos d entre 5 a 30 Kg de capacidad. Permite tamizar en seco o vía húmeda. Fabricación íntegra en AISI-304 pulido.



Características técnicas

	TLV-300	TLV-400	TLV-500
Motor trifásico:	220 / 380 V (50Hz)	220 / 380 V (50Hz)	220 / 380 V (50Hz)
Peso:	20 Kg	40 Kg	55 Kg
Interruptor de paro y marcha			
Fondo de salida de producto y sistema de anclaje			
Altura:	500mm x Ø300mm	600mm x Ø400mm	600mm x Ø500mm
Manual de instrucciones			
Declaración CE de conformidad			

