

Balanzas Compactas y Portátiles Serie Core™

ADAM

labopolis 



Rapidez, Desempeño, Valor - El Balance Ideal

- 9 unidades de pesaje
- Rango de tara completo
- Gran pantalla LCD retro-iluminada
- Plato de acero inoxidable
- Shockprotect Protección™ contra sobrecarga y golpes
- Pueden ser apilados para almacenamiento (Platos de tamaño 120mm solamente)
- Montaje para cerraduras con cable de tipo Kensington™
- Teclas TARA doble
- Parabrisas removible (Platos de tamaño 120mm solamente)
- Liviano y portátil
- Teclado numérico de código en color recubierto
- Diseño moderno de perfil bajo
- Precio bajo y simple de usar
- Calibración externa
- Auto sleep: apage automatico para ahorrar energía
- Apage automático
- Indicador de batería baja
- Adaptador AC
- Pesaje por debajo de la balanza
- Pesaje
- Pesaje por debajo de la balanza
- Acumulación de peso



www.labopolis.com

Especificaciones Técnicas

Modelo	CQT 202	CQT 251	CQT 601	CQT 1501	CQT 2601	CQT 2000	CQT 5000
Capacidad máxima	200g	250g	600g	1500g	2600g	2000g	5000g
Precisión	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
Repetibilidad (S.D.)	0.02g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
Linealidad (±)	0.02g	0.1g	0.1g	0.2g	0.2g	1g	1g
Tiempo de estabilización típico	3 Seg	2 Seg		3 Seg			2 Seg
Dimensiones del protector de corriente de aire	130 x 90mm				-		
Tamaño del Plato	120mm Ø				145mm Ø		

Especificaciones Generales

Unidades de medida	Kilogramo (kg), Gramo (g), Libra (lb), Onza (Oz), Carate (ct), Dram (d), Grano (GN) (GN), Newton (N), Tael T. (TL.T)
Temperatura de funcionamiento	0°C 40°C
Fuente de alimentación	12VAC 15mA
Dimensiones totales (wxdxh)	173×255×86mm
Peso neto	0.9kg

Accesorios Opcionales:

- Cable y candado de seguridad
- Maletín de transporte, resistente con candado
- Capota protectora
- Capota protectora (10 piezas)
- Capota protectora (5 piezas)
- Pesas de calibración M1 de 2kg para la CQT 2000
- Pesas de calibración M1 de 2kg para la CQT 5000
- Pesas de calibración F1 de 200g para la CQT 202
- Pesas de calibración M1 de 200g para la CQT 251
- Pesas de calibración M1 de 500g para la CQT 601
- Pesas de calibración M1 de 1kg para la CQT 1501

