



Rapidez, Desempeño, Valor – El Balance Ideal

La mesa anti-vibración de Adam ayuda a proporcionar una superficie estable y reduce las vibraciones, shock e influencias externas que afectan dispositivos colocados sobre la superficie de granito. Diseñado para el laboratorio o salón de metrología, la mesa anti-vibración y su diseño ergonómico a sido construida para una mayor durabilidad.

- Gran superficie de trabajo de 400mm x 450 mm
- Fácil de instalar estructura tubular de acero suave de peso ligero
- Pies de nivelacion ajustables
- Tope de losa a prueba de rayas
- Acabado de granito pulido

La mesa consta de 2 partes:

- Una superficie de trabajo interna que consiste en una gran losa de granito instalada sobre soportes de absorción de choques de goma.
- Una mesa externa con estructura de aluminium y pies de nivelación ajustables.

Dimensiones generales (a x p x a)	800 x 600 x 782mm
Dimensiones de la superficie de trabajo	400 x 450mm
Peso de la superficie de trabajo	35kg
Peso total	55kg

