

VibraMix

Agitador Vortex



Agitador Vortex de gran robustez.

- Agitador universal orbital, efecto vibración gracias a la pequeña órbita.
- Para tubos de ensayo, vasos, etc.
- Velocidad de agitación regulable mediante potenciómetro externo, controlada por microprocesador.
- Mantiene la velocidad constante independientemente de la carga.
- Doble sistema de funcionamiento:
 - en continuo
 - puesta en marcha por presión sobre el cabezal.
- Amplio cabezal que permite agitar tubos desde 6mm hasta 30mm de diámetro.
- Diversidad de accesorios para diferentes aplicaciones.
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros anteriores.
- Embalaje: 20x26x18cm

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	VM3E
Referencia	10000-01006
<i>Agitación</i>	
Potencia (W)	12
Tipo de Movimiento	Orbital
Amplitud (mm)	3
Rango de velocidad (rpm)	0-2600
<i>Datos Generales</i>	
Dimensiones (mm)	125x170x110
Peso	4
Protección IP	IP54

Accesorios	Referencia
Plataforma Ø 90 mm Para agitar vasos o varios tubos a la vez	20000-00042
Cabezal Ø 60 mm para 10 tubos Eppendorf Ø 10 x 50 mm	20000-00083
Soporte barra manos libres para tubos* largo 60 mm	20000-00086
Barra Soporte* Incluye 2 palomillas de sujeción para fijarla al aparato. 450 mm de longitud.	20000-00036



* Junto con las dos referencias anteriores permite realizar montajes para funcionamiento en continuo.