


# OVANPURE

## Campana



La campana Ovanpure protege al usuario de manejar sustancias potencialmente peligrosas (CMR) de categoría 1,2 y 3 y productos peligrosos bajo un límite (TLV). La succión frontal permite una filtración homogénea y completa de los vapores. El sistema de reciclado no necesita una conexión a un sistema de extracción.

- Paredes de policarbonato
- Ventana frontal abatible de policarbonato
- Unidad de extracción pintada en epoxy
- Bajo nivel de ruido
- Filtro de carbón activo para vapores y solventes
- Clasificación Tipo P, Tipo V, Tipo PV
- Luz integrada (excluida el área de trabajo)
- Alarma sonora y visual cada 60 horas (sist. Seguridad)
- Turbina/ventilador, libre de mantenimiento
- Velocidad frontal entre 0,4 0,6 m/s
- Panel de control completo



Cabinets

### Especificaciones técnicas

| Model                                     | Ovanpure (9,12,16)         |
|---|----------------------------|
| Reference                                 | 50000-00115 (a/b/c)        |
| Medidas totales (mm) alto x ancho x fondo | 1150 x 1000 x 577          |
| Medidas útiles (mm) alt x ancho x fondo   | 855 x (966/1166/120) x 520 |
| Flujo (m <sup>3</sup> /h)                 | 250                        |
| Electr. Connection (V – Hz)               | 220V-50Hz, single phase    |

| Options                  | Reference            |
|--------------------------|----------------------|
| <i>Filtro Hepa H14</i>   | 50000-01123          |
| <i>Prefiltro G3</i>      | <i>Bajo petición</i> |
| <i>Tolva de descarga</i> | <i>Bajo petición</i> |
| <i>Test de Bomb.</i>     | <i>Bajo petición</i> |

