


# MiniHeat

## Placa Calefactora



Placa calefactora, controlada por microprocesador.

- Placa calefactora de reducidas dimensiones.
- Apropriada para todo tipo de laboratorios, tanto laboratorios de investigación, industriales, biotecnológicos, etc.
- Temperatura regulable, controlada por microprocesador.
- Display de LED's con indicación del ajuste de temperatura en 4 niveles.
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Plato de calefacción de aleación de aluminio pulida.
- Embalaje: 36x26x18cm

Cuadro de especificaciones técnicas:

<b>Modelo</b>	<b>MNH400E</b>
Referencia	10000-01040
<b>Calefacción</b>	
Potencia calfactora (W)	250
Rango de Temperatura (°C)	100-400
Resolución (°C)	4 niveles: 100-200-300-400
<b>Datos Generales</b>	
Material Plato	Aluminio Pulido
Tamaño Plato (mm)	100x100
Dimensiones (mm)	115x215x90
Peso	1,0
Protección IP	IP32