

## Cabina de Flujo Laminar Horizontal OPTIGEL



OPTIGEL provee un área de trabajo con aire limpio de Clase ISO 5 (ISO 14644)-

El aire está constantemente dirigido, de forma horizontal, a través de un filtro absoluto HEPA al área de trabajo, protegiendo el producto dentro de la cabina de las posibles partículas de aire, previniendo así una potencial contaminación cruzada.

- Cabina de Flujo laminar Horizontal: ISO 5
- Filtro HEPA H-14
- Bajo ruido gracias a motor tipo DC
- CPT Control digital

Modelo	OPTIGEL 9	OPTIGEL 12	OPTIGEL 18
Dimensiones Totales (mm)	925 x 911 x 813	1250 x 911 x 813	1840 x 911 x 813
Dimensiones útiles	918 x 570 x 768	1223 x 570 x 768	1830 x 570 x 768
Peso (Kg)	80	100	150
Conexión eléctrica	220V – 50Hz – Una fase		
<b>EQUIPAMIENTO DE SERIE</b>			
Prefiltro	2 Prefiltros W Tipo G-3		
Filtro	Minipleat HEPA H-14		
Luz	Fluorescente: 400 – 600 lux.		
Ventilador/Turbina	ECM		