

OvanTherm C

Termostato de Inmersión Refrigerado Digital



Termostato de Inmersión refrigerador digital, controlado por microprocesador.

- Termostato de Inmersión con refrigeración.
- Temperatura controlada por microprocesador, con sonda Pt100 interna, mediante sistema Algoritmo "ARA V2" de regulación de temperatura con tecnología "fuzzy logic".
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de temperatura.
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Bomba para homogeneizar con capacidad de 6 litros / minuto (Presión máx: 200mbar).
- Capacidad de termostatización a T^a máxima de 20L.
- Grupo compresor de 1/5 CV sin CFC, silencioso y sin vibración.
- Termostato de seguridad con rearme para nivel de líquido, por sobre temperatura o por falta de agua del elemento calefactor.
- Indicador intermitente en pantalla de advertencia de alta temperatura, antiquemaduras, a partir de 45°C.
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla.
- Guarda en memoria los últimos datos usados.
- Profundidad mínima de la cubeta: 14cm.
- Interruptor general protegido contra salpicaduras.
- Asa superior para un cómodo transporte.

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	TC00E
Referencia	10000-01129
Termostatación	
Vol. Máx. (L)	20
Potencia Calefactora (W)	1600
Potencia Refrigeradora (W)	300
Rango de Tª (°C)	0 - 100
Resolución (°C)	0,1
Estabilidad (°C)	+/- 0,1
Datos Generales	
Dimensiones (mm)	220x570x440
Peso (kg)	15,0
Protección IP	IP52
Embalaje cm	Tribox 64x34x55

Accesorios	Referencia
<i>Consultar los baños de precisión BATH OVANTHERM C</i>	
BC012E Baño 12L con termostato de Inmersión refrigerador TC00E	10000-01147
BC020E Baño 20L con termostato de Inmersión refrigerador TC00E	10000-01148
BC027E Baño 27L con termostato de Inmersión refrigerador TC00E	10000-01149
BC045E Baño 45L con termostato de Inmersión refrigerador TC00E (con mayor potencia refrigeradora)	10000-01150

