

# LT - 150 PRO

5.3 LITROS

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Alimentación: 220V
- Potencia de ultrasonidos: 150W (300W p-p)
- Resistencia de calentamiento: 150W

## CARACTERÍSTICAS DE ULTRASONIDOS

- Potencia de Ultrasonidos: 150W (300W p-p)
- Frecuencia de trabajo: 40 KHz con sistema de barrido de frecuencia (sweep system  $\pm 2\%$ )
- 3 transductores piezoeléctricos en IBL, acero titanio de alto rendimiento

## PANEL DE CONTROL

- Interruptor general
- Selector de tiempo de ultrasonidos de 0 a 60 min
- Selector de temperatura de 0° a 80°C

## ACABADOS Y ACCESORIOS

- Cuba construida en acero INOX AISI 316
- Panelado exterior en acero antihuella
- Válvula de bola para desagüe de 1/2"
- 1 cesta de acero INOX
- Tapa calorifugada de fin de jornada de acero INOX

## DATOS TÉCNICOS

- Capacidad: 5.3 litros
- Medidas internas: 300 x 150 x 150 mm
- Medidas cesta: 260 x 110 x 110 mm
- Medidas externas: 325 x 176 x 318 mm
- Peso: 6 kg



GARANTÍA Y CALIDAD DEL PRODUCTO: Todos los equipos comercializados, en conformidad con la normativa europea sobre marcado CE, se suministran con un manual de instrucciones en castellano. Los equipos son conformes con las directivas sobre compatibilidad electromagnética y seguridad del material eléctrico: Directiva 2014/30/CE y Directiva 2014/35/CE. Este equipo cuenta con una garantía de 2 años contra todo defecto de fabricación.