

LT - 600 PRO

26 LITROS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Alimentación: 220V
- Potencia de ultrasonidos: 600W (1200W p-p)
- Resistencia de calentamiento: 700W

CARACTERÍSTICAS DE ULTRASONIDOS

- Potencia de Ultrasonidos: 600W (1200W p-p)
- Frecuencia de trabajo: 40 KHz con sistema de barrido de frecuencia (sweep system $\pm 2\%$)
- 12 transductores piezoeléctricos en IBL, acero titanio de alto rendimiento

PANEL DE CONTROL

- Interruptor general
- Selector de tiempo de ultrasonidos de 0 a 60 min
- Selector de temperatura de 0° a 80°C

ACABADOS Y ACCESORIOS

- Cuba construida en acero INOX AISI 316
- Panelado exterior en acero antihuella
- Válvula de bola para desagüe de 1/2"
- 1 cesta de acero INOX
- Tapa calorifugada de fin de jornada de acero INOX

DATOS TÉCNICOS

- Capacidad: 26 litros
- Medidas internas: 498 x 296 x 202 mm
- Medidas cesta: 464 x 260 x 160 mm
- Medidas externas: 528 x 325 x 437 mm
- Peso: 17.9 kg



GARANTÍA Y CALIDAD DEL PRODUCTO: Todos los equipos comercializados, en conformidad con la normativa Europea sobre marcado CE, se suministran con un manual de instrucciones en castellano. Los equipos son conformes con las directivas sobre compatibilidad electromagnética y seguridad del material eléctrico: Directiva 2014/30/CE y Directiva 2014/35/CE. Este equipo cuenta con una garantía de 2 años contra todo defecto de fabricación.