


ULTRA BAJA TEMPERATURA -20°C -40°C / ULTRA LOW TEMPERATURE -20°C-40°C



* Pruebas realizadas con una temperatura ambiente de +25°C
* Measured at +25°C ambient temperature


GAMA SERIES	Lab CARE PLUS	Lab CARE PLUS	Lab CARE PLUS	Lab CARE PLUS	Lab CARE PLUS
MODELO MODEL	LTUF25S	LTUF40S	LTUF65S	LTUF80S	PCF10
Rango T° Temperature range (°C)	-20 / -40	-20 / -40	-20 / -40	-20 / -40	-20 / -40
Capacidad [litros] Capacity [litres]	242	336	506	719	10
Medidas Exterior (mm) L x P x A Exterior dimensions (mm) W x D x H	670 x 720 x 1538	670 x 720 x 1963	687 x 855 x 1955	797 x 1037 x 1955	846 x 352 x 319
Medidas Interior (mm) L x P x A Interior dimensions (mm) W x D x H	520 x 484 x 913	520 x 484 x 1337	534 x 600 x 1207	645 x 768 x 1388	375 x 207 x 160
Claro de puerta (mm) L x A Door opening (mm) W x H	568 x 855	568 x 1280	534 x 1350	645 x 1350	375 x 207
Espesor Aislamiento (mm) Insulation thickness (mm)	75	75	75	75	70
Acabado Exterior Exterior finishing	Acero galvanizado plastificado blanco White plastic coated galvanized steel				PCV blanco y chapa galvanizada White PCV and white galvanized sheet
Acabado Interior Interior finishing	Acero inoxidable AISI 304 AISI 304 Stainless steel				
Nº Cajones Drawers Number	4	7	7	7	-
Dimensiones Estante (mm) L x P Shelf/Drawer Size (mm) W x D	452 x 423	452 x 423	412 x 570	524 x 735	365 x 191 x 16
Material Estantes Shelves Material	Acero inoxidable AISI 304 AISI 304 Stainless steel				
Intercambiabilidad de Estantes/Cajones Interchangeable Shelves/Drawers	Sí Yes				
Tipo de Puerta Door Type	Ciega Solid				
Cerradura Lock	Sí Yes				No
Salida USB USB Port	Sí Yes				No
Datalogger Datalogger	Sí Yes				No
Batería Battery	Sí Yes				No
Sonda simulación producto Product temperature simulation probe	No				No
Sonda de temperatura ambiente Interior room temperature probe	Sí Yes				No
Tipo de Controlador Controller type	Digital Plus				Digital
Tipo de Refrigerante Refrigerant type	R290				
Potencia Eléctrica (W) Electric power (W)	578	578	745	745	260
Tensión/Frecuencia [V / Hz] Voltage/Frequency [V / Hz]	230 / 50				
Peso [kg] Weight [kg]	132	132	147	180	26

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas y constructivas sin previo aviso.
We reserve the right to modify technical and construction specifications without prior notice.




242 L

LTUF25




506 L

LTUF65




719 L

LTUF80



10 L



PCF10