

ARCONES DE ULTRACONGELACIÓN / CHEST ULTRAFREEZERS



LAB 31



LAB 11



Tapas interiores
(lado izquierdo),
obligatorias para
un funcionamiento
óptimo.



Digital Controller

MODELOS / MODELS	LAB 11	LAB 31
Largo Width [mm]	725	1305
Fondo Depth [mm]	655	655
Alto Height [mm]	865	865
Potencia Power [W]	480	710
Tensión Frecuencia [V/Hz]	220/50	220/50
Capacidad útil Capacity [L]	130	300
Nº Cesta [Serie/Opcional] Nº of Baskets [Standard/Optional]	-	-
Condensación Condensation	Estática Static	Estática Static
Temperatura Temperature [32°C]	-50°C / -86°C	-50°C / -86°C
Desescarche Defrost	Manual	Manual

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice