

ULTRA BAJA TEMPERATURA -40 / -86° C / ULTRA LOW TEMPERATURE -40 / -86° C



NEW*



NEW*



NEW*




* Pruebas realizadas con una temperatura ambiente de +25°C
* Measured at +25°C ambient temperature

GAMA SERIES	Lab CARE PLUS	Lab CARE PLUS	Lab CARE PLUS
MODELO MODEL	ULT11086	ULT40086	ULT50086
Rango T° Temperature range [°C]	-40 / -86	-40 / -86	-40 / -86
Capacidad [litros] Capacity [litres]	125	402	525
Medidas Exterior [mm] L x P x A Exterior dimensions [mm] W x D x H	1042 x 790 x 780	846 x 953 x 1987	996 x 953 x 1987
Medidas Interior [mm] L x P x A Interior dimensions [mm] W x D x H	480 x 490 x 532	492 x 628 x 1302	642 x 628 x 1302
Claro de puerta [mm] L x A Door opening [mm] W x H	586 x 532	518 x 1302	668 x 1302
Espesor Aislamiento [mm] Insulation thickness [mm]	120	120 + VIP	120 + VIP
Acabado Exterior Exterior finishing	Acero galvanizado con pintura epoxi Galvanized steel with epoxi paint		
Acabado Interior Interior finishing	Acero inoxidable Aisi 304 Aisi 304 Stainless steel		
Nº Estantes Shelves Number	1	3	3
Nº Niveles Levels Number	2	4	4
Dimensiones Estante [mm] L x P Shelf/Drawer Size [mm] W x D	474 x 470	467 x 597	617 x 598
Material Estantes Shelves Material	Acero inoxidable Aisi 304 Aisi 304 Stainless steel		
Nº de Racks Racks Number	6	12	16
Tipo de Puerta Door Type	Ciega Solid	Ciega Solid	Ciega Solid
Cerradura Lock	Si Yes		
Salida USB USB Port	Si Yes		
Datalogger Datalogger	Si Yes		
Batería Battery	Si Yes		
Sonda simulación producto Product temperature simulation probe	No		
Sonda de temperatura ambiente Interior room temperature probe	Si Yes		
Tipo de Controlador Controller type	Digital Plus		
Tipo de Refrigerante Refrigerant type	R290		
Potencia Eléctrica [W] Electric power [W]	755	1470	1510
Tensión/Frecuencia [V / Hz] Voltage/Frequency [V / Hz]	230 / 50		
Peso [kg] Weight [kg]	110	244	253


*Nuevo diseño / New design

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas y constructivas sin previo aviso.
We reserve the right to modify technical and construction specifications without prior notice.




125 L

ULT11086



402 L

ULT40086



525 L

ULT50086

ULTRA BAJA TEMPERATURA -40 / -86° C / ULTRA LOW TEMPERATURE -40 / -86° C




* Pruebas realizadas con una temperatura ambiente de +25°C
* Measured at +25°C ambient temperature

GAMA SERIES	Lab CARE PLUS		Lab CARE PLUS
MODELO MODEL	ULT70086		ULT80086
Rango T° Temperature range [°C]	-40 / -86		-40 / -86
Capacidad [litros] Capacity [litres]	754		836
Medidas Exterior (mm) L x P x A Exterior dimensions (mm) W x D x H	1273 x 953 x 1987		1376 x 953 x 1987
Medidas Interior (mm) L x P x A Interior dimensions (mm) W x D x H	922 x 628 x 1302		1022 x 628 x 1302
Claro de puerta (mm) L x A Door opening (mm) W x H	948 x 1302		1048 x 1302
Espesor Aislamiento (mm) Insulation thickness (mm)	120 + VIP		120 + VP
Acabado Exterior Exterior finishing	Acero galvanizado con pintura epoxi Galvanized steel with epoxi paint		
Acabado Interior Interior finishing	Acero inoxidable Aisi 304 Aisi 304 Stainless steel		
Nº Estantes / Cajones Shelves / Drawers Number	3	3	-
Dimensiones Estante (mm) L x P Shelf/Drawer Size (mm) W x D	897 X 598	998 x 598	-
Material Estantes Shelves Material	Acero inoxidable Aisi 304 Aisi 304 Stainless steel		
Intercambiabilidad de Estantes/Cajones Interchangeable Shelves/Drawers	-		
Tipo de Puerta Door Type	Ciega Solid		
Cerradura Lock	Si Yes		
Salida USB USB Port	Si Yes		
Datalogger Datalogger	Si Yes		
Batería Battery	Si Yes		
Sonda simulación producto Product temperature simulation probe	No		
Sonda de temperatura ambiente Interior room temperature probe	Si Yes		
Tipo de Controlador Controller type	Digital Plus		
Tipo de Refrigerante Refrigerant type	R290		
Potencia Eléctrica (W) Electric power (W)	1510	1550	745
Tensión/Frecuencia (V / Hz) Voltage/Frequency (V / Hz)	230 / 50		
Peso (kg) Weight (kg)	311	322	65


*Nuevo diseño / New design

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas y constructivas sin previo aviso.
We reserve the right to modify technical and construction specifications without prior notice.




754 L

ULT70086



836 L

ULT80086



37 L

ULTP